

Anticuerpo Policlonal Anti-Spg7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uq90

Número de artículo: CM0013740



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SPG7/paraplegina humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la proteostasis mitocondrial y la neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SPG7 Rabbit pAb
Observaciones/alias	CAR; PGN; CMAR; SPG5C; SPG7
Especie	Humano
GeneID (humano)	6687
GeneID	6687
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de SPG7 humano (NP_003110.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9UQ90
Peso de la proteína	88 kDa
Envío	Bolsa de hielo