


Anticuerpo Policlonal Anti-Sphk1 Para Ihc-P, Elisa - Q9Nya1

Número de artículo: CM0020191



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la esfingosina cinasa 1 (SPHK1) humana para IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Detecta una banda de 43 kDa. Ideal para investigar las vías de señalización mediadas por S1P, la inflamación y la neuroinflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SPHK1 Rabbit pAb
Observaciones/alias	SPHK
Especie	Humano
GeneID (humano)	8877
GeneID	8877
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 201-300 de SPHK1 humana (NP_001136074.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9NYA1
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo