


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sphk1 Para Wb Y Elisa - Q9Nya1

Número de artículo: CM0006796



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra SPHK1 validado para Western blot y ELISA. Dirigido contra la esfingosina quinasa 1 humana (SWISS Q9NYA1), una quinasa lipídica involucrada en el metabolismo de los esfingolípidos y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SPHK1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SPHK; SPHK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8877
GeneID	8877
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de la SPHK1 humana (NP_001136074.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NYA1
Peso de la proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo