


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sphk1 Para Wb Y Elisa - Q9Nya1

Número de artículo: CM0018660



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la esfingosina quinasa 1 humana (SPHK1), validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras de ratón. Apoya la investigación en crecimiento celular, inflamación y señalización lipídica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SPHK1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SPHK; SPHK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8877
GeneID	8877
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-384 de la SPHK1 humana (NP_001136074.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NYA1
Peso Proteico	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo