

Anticuerpo Policlonal Anti-Sphk2 Para If/Icc Y Elisa - Q9Nra0

Número de artículo: CM0028374

Introducción

El pAb de conejo anti-SPHK2 es un anticuerpo policlonal contra la esfingosina quinasa 2 humana, validado para IF/ICC y ELISA. Ideal para investigar la señalización de esfingolípidos, la apoptosis y la función mitocondrial en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SPHK2 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	SK 2; SK-2; SPK 2; SPK-2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	56848
ID de gen	56848
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 480-654 de la SPHK2 humana (NP_064511.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NRA0
Peso proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo