

Anticuerpo Policlonal Anti-Sphk2 Para Wb Y Elisa - Q9Nra0

Número de artículo: CM0029742

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SPHK2 para WB y ELISA, dirigido contra la esfingosina quinasa 2 humana (SPHK2). Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para estudiar la señalización de S1P, la apoptosis, la respiración mitocondrial y la regulación epigenética de genes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SPHK2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SK 2; SK-2; SPK 2; SPK-2; SPHK2
Especie	Humano
GeneID	56848
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-165 de SPHK2 humana (NP_001191088.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NRA0
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo