

Anticuerpo Policlonal Anti-Sphk2 Para Wb, Elisa - Q9Nra0

Número de artículo: CM0025108

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SPHK2 humano, validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Detecta SPHK2 humano, de ratón y de rata con un peso molecular predicho de 69 kDa. Ideal para la investigación de apoptosis y metabolismo de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SPHK2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SK 2; SK-2; SPK 2; SPK-2; SPHK2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	56848
ID de Gen	56848
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-165 del SPHK2 humano (NP_001191088.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NRA0
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo