


Anticuerpo Policlonal Anti-Spi1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17947

Número de artículo: CM0019975



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra el factor de transcripción humano SPI1/PU.1. Adecuado para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA. Detecta SPI1 humano y de ratón. Esencial para la investigación sobre el destino de las células hematopoyéticas y la regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SPI1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OF; PU.1; AGM10; SFPI1; SPI-1; SPI-A; SPI1
Especie	Humano
GenelD (humano)	6688
GenelD	6688
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-98 de SPI1 humano (NP_003111.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P17947
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo