

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Spib Para Wb, Elisa - Q01892

Número de artículo: CM0028206

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína humana SPIB, un factor de transcripción involucrado en el desarrollo de células dendríticas plasmacitoides y en la señalización del receptor de células B. Validado para aplicaciones de WB y ELISA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SPIB pAb de Conejo
Observaciones/Alías	SPI-B; SPIB
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6689
ID de Gen	6689
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-262 de la proteína humana SPIB (NP_003112.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q01892
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo