

Anticuerpo Policlonal Anti-Spice1 Para Western Blot Y Elisa - Q8N0Z3

Número de artículo: CM0029869

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SPICE1 humano (Proteína asociada al huso mitótico y centriolos 1), validado para Western blotting y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios sobre duplicación de centriolos, formación del huso mitótico y mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	SPICE1 Rabbit pAb
Notas/Alias	SPICE; CCDC52; SPICE1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	152185
GeneID	152185
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de SPICE1 humano (NP_653319.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N0Z3
Peso Molecular	96kDa
Envío	Bolsa de hielo