

Anticuerpo Monoclonal Anti-Glicoproteína De Espiga Para Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtc2

Número de artículo: CM0002102



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra la glicoproteína de espiga (proteína S) del SARS-CoV-2 para aplicaciones de WB, IF/ICC, ELISA. Detecta una banda de ~141 kDa. Adecuado para estudios de entrada viral e interacción con el huésped.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra 3CLpro del SARS-CoV-2
Observaciones/Alias	Glicoproteína de espiga; S; 3CLpro del SARS-CoV-2
Especie	Coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo
GeneID	43740578
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-306 de la 3CLpro del coronavirus (YP_009725295.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso proteico	141kDa
Envío	Bolsa de hielo