


Anticuerpo Policlonal Anti-Spin1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y657

Número de artículo: CM0027696



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SPIN1 (Spindlina-1), un lector de cromatina que reconoce H3K4me3K9me3 y activa la señalización Wnt. Validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre cáncer y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SPIN1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SPIN; TDRD24; SPIN1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10927
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-262 de la proteína SPIN1 humana (NP_006708.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y657
Peso proteico	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo