

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Spin2B Para Wb Y Elisa - Q9Bpz2

Número de artículo: CM0025428



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-SPIN2B (29 kDa) validado para WB y ELISA. Detecta la proteína SPIN2B humana y presenta reacción cruzada con ratón y rata. SPIN2B es una proteína nuclear involucrada en la regulación del ciclo celular y la apoptosis, con actividad de unión a H3K4me3.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | SPIN2B Rabbit pAb                                                                                                                       |
| Observaciones/Alias | SPIN-2; TDRD26; SPIN-2B; dj323P24.2; SPIN2_duplicate; SPIN2B                                                                            |
| Especie             | Humano                                                                                                                                  |
| ID del gen          | 474343                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-258 de la SPIN2B humana (NP_001006682.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                               |
| Reacción cruzada    | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                     |
| SWISS               | Q9BPZ2                                                                                                                                  |
| Peso de la proteína | 29 kDa                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                          |