

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Spink1 Para If/Icc, Elisa - P00995

Número de artículo: CM0014738



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SPINK1 validado para aplicaciones de IF/ICC y ELISA. Detecta SPINK1 humano, un inhibidor de serina proteasas implicado en la función pancreática y la biología reproductiva. Ideal para uso en DIV y en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SPINK1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TCP, PCTT, PSTI, TATI, Spink3, SPINK1
Especie	Humana
GeneID (humano)	6690
GeneID	6690
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-79 de SPINK1 humano (NP_003113.2)
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P00995
Peso de la proteína	9 kDa
Envío	Bolsa de hielo