

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Spink5/Lekti Para Wb, Elisa - Q9Nq38

Número de artículo: CM0002918



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-SPINK5/LEKTI de alta calidad validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con Humano, Ratón, Rata. Inmunógeno recombinante, adecuado para investigación sobre inhibidor de serina proteasa y función de barrera cutánea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SPINK5 / LEKTI mAb de Conejo
Observaciones/Alias	NS; NETS; LEKTI; LETKI; VAKTI; SPINK5 / LEKTI
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11005
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de SPINK5/LEKTI humano (Q9NQ38)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NQ38
Peso Molecular de la Proteína	121kDa
Envío	Bolsa de hielo