


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Spint1 (Hai-1) Para Wb, If/Icc, Elisa - O43278

Número de artículo: CM0027779



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SPINT1 (HAI-1) humana, un inhibidor de proteasas de tipo Kunitz, validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata; inmunógeno recombinante; peso predicho 58 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SPINT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HAI; HAI1; MANSC2; SPINT1
Especie	Humana
GeneID (Humana)	6692
GeneID	6692
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 234-513 de SPINT1 humana (NP_003701.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	O43278
Peso de la proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo