

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Spk (Topk) - Q96Kb5

Número de artículo: CM0030411



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-SPK (TOPK) para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de rata. Detecta una proteína de 36 kDa; ideal para investigación de antígenos cáncer/testículo y señalización por quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SPK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SPK; CT84; TOPK; HEL164; Nori-3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55872
GeneID	55872
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-322 de la SPK humana (NP_060962.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q96KB5
Peso molecular de la proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo