

Anticuerpo Policlonal Anti-Spock3 Para Wb, Elisa - Q9Bq16

Número de artículo: CM0018160

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SPOCK3 humano (Testican-3), validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Para investigaciones sobre neurogénesis e invasión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SPOCK3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TES-3; TICN3; HSAJ1454; SPOCK3
Especie	Humano
ID del gen	50859
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-380 de SPOCK3 humano (NP_001035249.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9BQ16
Peso de la proteína	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo