


Anti-Spon2 Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bud6

Número de artículo: CM0014296



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra SPON2 humano (MINDIN/DIL-1), validado en WB, IHC-P y ELISA. Reconoce una proteína secretada de la matriz extracelular con funciones en la adhesión celular y la inmunidad innata. Reacciona de forma cruzada con rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	SPON2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DIL1; DIL-1; MINDIN; M-SPONDIN; SPON2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10417
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-150 del SPON2 humano (NP_036577.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9BUD6
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo