


Anticuerpo Policlonico Anti-Sppl2A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tct8

Número de artículo: CM0016126



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SPPL2A humano (IMP3/PSL2), validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta SPPL2A endógeno en humanos, ratón y rata. Ideal para investigación en inmunología y proteasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SPPL2A Rabbit pAb
Notas/Alias	IMP3, PSL2, IMD86, SPPL2A
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	84888
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 421-520 de SPPL2A humano (NP_116191.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TCT8
Peso de la Proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo