


Anticuerpo Policlonal Anti-Spr (Sepiaptera Reductasa) Para Wb, Elisa - P35270

Número de artículo: CM0017478



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SPR (Sepiaptera reductasa) humana, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de biosíntesis de tetrahydrobiopterina e investigación de distonías relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SPR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SDR38C1; SPR
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6697
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-261 de SPR humana (NP_003115.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35270
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo