

Anticuerpo Monoclonal Anti-Sprouty 2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43597

Número de artículo: CM0010433



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la Sprouty 2 (SPRY2) humana para aplicaciones de Western blot, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada a rata. Adecuado para estudiar la señalización de FGF y la biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo Sprouty 2
Observaciones/Alias	IGAN3; hSPRY2; Sprouty 2
Especie	Humano
GenelD (Humano)	10253
GenelD	10253
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 216-315 de la Sprouty 2 humana (O43597).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	O43597
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo