

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sprrr1A Para Wb, If-P, Elisa - P35321

Número de artículo: CM0019595

Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo SPRR1A (pAb) se dirige a Cornifina-A (SPRR1A). Validado para WB, IF-P, ELISA con reactividad cruzada en humano, ratón, rata. Ideal para investigación en diferenciación de queratinocitos, barrera cutánea y envoltura cornificada.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SPRR1A
Observaciones/Alias	SPRK; SPRR1A
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6698
ID del Gen	6698
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-89 de SPRR1A humano (NP_005978.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35321
Peso Proteico	10kDa
Envío	Bolsa de hielo