

Anticuerpo Policlonal Anti-Sprrr3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubc9

Número de artículo: CM0015856

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SPRR3 humano, validado para Western blot, inmunofluorescencia/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en queratinocitos y la envoltura cornificada.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-SPRR3
Observaciones/Alías	SPRR3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6707
GeneID	6707
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-70 de SPRR3 humano (NP_005407.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBC9
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo