


Anticuerpo Policlonal Anti-Sprtn De Conejo Para Western Blot Y Elisa - Q9H040

Número de artículo: CM0016549



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SPRTN humano (DVC1/Spartan), una metaloproteasa dependiente de ADN crucial para la reparación de entrecruzamientos ADN-proteína y la estabilidad genómica. Validado para Western blot y ELISA; detecta una proteína de 55 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SPRTN Conejo pAb
Observaciones/Alias	DVC1; PRO4323; spartan; C1orf124; SPRTN
Especie	Humano
ID del Gen	83932
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de SPRTN humano (NP_001010984.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9H040
Peso Molecular de la Proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo