

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Spry2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43597

Número de artículo: CM0023422



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo SPRY2 validado para Western blot (WB), inmunohistoquímica (IHC-P) y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Adecuado para el estudio de la señalización de FGF, el desarrollo y la ubiquitinación de EGFR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra SPRY2
Notas / Alias	IGAN3; hSPRY2; SPRY2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10253
GeneID	10253
Inmunógeno	Péptido sintético [Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de SPRY2 humano (NP_005833.1)]
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O43597
Peso proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo