


Anticuerpo Policlonal Anti-Spsb1 Para Wb Y Elisa - Q96Bd6

Número de artículo: CM0015199



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SPSB1 humana, apto para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Se dirige a un regulador clave de la producción de óxido nítrico y la degradación mediada por ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SPSB1 Rabbit pAb
Notas/Alias	SSB1; SSB-1; SPSB1
Especie	Humana
GeneID (humano)	80176
GeneID	80176
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-60 de la SPSB1 humana (NP_079382.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96BD6
Peso de la Proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo