


Anticuerpo Policlonal Anti-Sptlc1 Para Wb, Elisa - O15269

Número de artículo: CM0028890



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-SPTLC1 validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta SPTLC1 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la biosíntesis de esfingolípidos y el metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SPTLC1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HSN1; LBC1; LCB1; SPT1; SPTI; ALS27; HSN1; SPTLC1
Especie	Humano
GeneID	10558
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 37-310 del SPTLC1 humano (NP_006406.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15269
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo