

Anticuerpo Policlonal Anti-Spz1 Para Wb Y Elisa - Q9Bxg8

Número de artículo: CM0023611

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SPZ1 humano, validado en WB y ELISA. Reconoce SPZ1 humano y de rata, un factor de transcripción involucrado en la espermatogénesis. Ideal para investigación en biología reproductiva y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SPZ1 Conejo pAb
Observaciones/Alías	CILD38; NYD-TSP1; PPP1R148; SPZ1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84654
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-430 de SPZ1 humano (NP_115956.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9BXG8
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo