

Anticuerpo Policlonal Anti-Sqle Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14534

Número de artículo: CM0020603



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la escualeno monooxigenasa humana (SQLE) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Ideal para la investigación del metabolismo del colesterol y enfermedades hepáticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	SQLE Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SQLE
Especie	Humano
GenelD (Humano)	6713
GenelD	6713
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-400 de SQLE humana (NP_003120.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14534
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo