

Anticuerpo Policlonal Anti-Sqrdl Para Wb, Elisa - Q9Y6N5

Número de artículo: CM0026197



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SQRDL humano (sulfuro:quinona oxidorreductasa), validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de la oxidación mitocondrial de sulfuro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SQRDL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SQR; SQRDL; CGI-44; PRO1975
Especie	Humano
ID de Gen	58472
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 211-450 de SQRDL humano (NP_067022.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6N5
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo