


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sqs/Fdft1 Para Wb, Elisa - P37268

Número de artículo: CM0010313



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a SQS/FDFT1 humana (escualeno sintasa). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para la investigación del metabolismo del colesterol y la biosíntesis de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SQS/FDFT1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	SS; SQS; DGPT; ERG9; SQSD; SQS/FDFT1
Especie	Humano
GeneID	2222
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de SQS/FDFT1 humana (P37268)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P37268
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo