


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sqs/Fdft1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P37268

Número de artículo: CM0025925



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la SQS/FDFT1 humana (Escualeno sintasa), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para estudios de biosíntesis de colesterol. Inmunógeno: proteína recombinante (aa 1-260).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ac. policlonal de conejo SQS/FDFT1
Observaciones/Alias	SS; SQS; DGPT; ERG9; SQSD; SQS/FDFT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2222
GeneID	2222
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de la SQS/FDFT1 humana (NP_004453.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P37268
Peso proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo