

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sqstm1 Para Wb, Elisa - Q64337

Número de artículo: CM0022823



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a SQSTM1/p62. Adecuado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta SQSTM1 humano, de ratón y de rata, con una banda esperada cercana a 48 kDa. Ideal para estudios de autofagia y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SQSTM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Osi, p62, A170, STAP, OSF-6, STONE14, SQSTM1
Especie	Ratón
ID de Gen	18412 (Ratón)
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 del SQSTM1 de ratón (NP_035148.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpo Policlonal
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q64337
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo