


Anticuerpo Monoclonal Anti-Sqstm1/P62 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13501

Número de artículo: CM0002213



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra SQSTM1/p62 humano (Q13501). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA y reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de autofagia y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SQSTM1/p62 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; SQSTM1/p62
Especie	Humano
ID de Gen	8878
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 341-440 de SQSTM1/p62 humano (Q13501)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13501
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo