


Anticuerpo Policlonal Anti-Sqstm1/P62 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13501

Número de artículo: CM0025834



Introducción

Anticuerpo policlonal Anti-SQSTM1/p62 para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce SQSTM1/p62 (48kDa) humano, de ratón y de rata.

Herramienta clave para estudios de autofagia, señalización de ubiquitina y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SQSTM1/p62 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; SQSTM1/p62
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8878
GeneID	8878
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-440 de SQSTM1/p62 humano (NP_003891.1))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13501
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo