


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sr-B2/LimpII Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14108

Número de artículo: CM0010008



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a SR-B2/LIMPII humano (proteína de membrana lisosomal 2), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar la orientación de GBA1 lisosomal y la entrada del enterovirus 71.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo SR-B2/LIMPII
Observaciones/Alias	AMRF; EPM4; LGP85; CD36L2; HLG85; LIMP-2; LIMPII; SR-BII; SR-B2/LIMPII
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	950
ID de Gen	950
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de SR-B2/SR-B2/LIMPII humano (Q14108).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14108
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo