

Anticuerpo Monoclonal Anti-Sr-Bi De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wtv0

Número de artículo: CM0002956

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra SR-BI humano (Q8WTV0). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para investigación sobre metabolismo de lipoproteínas, entrada viral y fagocitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb anti-SR-BI de conejo
Notas/Alias	CLA1; SRB1; CLA-1; SR-BI; CD36L1; HDLCQ6; HDLQTL6
Especie	Humano
ID del gen	949
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de SR-BI humano (Q8WTV0)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WTV0
Peso de la proteína	61kDa
Envío	Bolsa de hielo