

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sr-Bi Para Wb, Elisa - Q8Wtv0

Número de artículo: CM0017764

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SR-BI humano (CLA1, CD36L1), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigar la homeostasis del colesterol, la entrada del VHC y la biología de los receptores scavenger.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SR-BI Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CLA1; SRB1; CLA-1; SR-BI; CD36L1; HDLCQ6; HDLQTL6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	949
GeneID	949
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de SR-BI humano (NP_005496.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WTV0
Peso Molecular de la Proteína	61kDa
Envío	Bolsa de hielo