

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Repetición De La Proteína Sr Para Wb, Ihc-P, Ip Y Elisa - Q13247

Número de artículo: CM0012357



### Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo reconoce la repetición de la proteína SR (SRSF6/SRP55) en humanos, ratones y ratas. Validado para WB, IHC-P, IP y ELISA. Peso molecular aproximado de 40 kDa. Adecuado para investigaciones sobre el splicing y estudios de modelos de enfermedades.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo contra la repetición de la proteína SR                                                                                      |
| Observaciones/Alias | B52; SFRS6; SRP55; HEL-S-91; repetición de la proteína SR                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                                    |
| GeneID (humano)     | 6431                                                                                                                                      |
| GeneID              | 6431                                                                                                                                      |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de la repetición de la proteína SR humana (Q13247) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                    |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                  |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                                                                                      |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata                                                                                                                       |
| SWISS               | Q13247                                                                                                                                    |
| Peso de la proteína | 40 kDa                                                                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                            |