


Anticuerpo Policlonal Anti-Sra1 Para Wb Y Elisa - Q9Hd15

Número de artículo: CM0021393



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SRA1 para WB y ELISA. Dirigido contra SRA1 humano (SRAP), un coactivador transcripcional implicado en la regulación de los receptores de esteroides y la tumorigénesis. Presenta reactividad cruzada con humano y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SRA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SRA; SRAP; STRAA1; pp7684; SRA1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	10011
ID del gen	10011
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia ubicada entre los aminoácidos 1-100 de SRA1 humano (NP_001030312.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	Q9HD15
Peso molecular de la proteína	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo