


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Src Para Wb Y Elisa - P12931

Número de artículo: CM0015708



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo se dirige a la Src humana (c-Src, p60-Src) con reactividad cruzada con ratón y rata. Validado para WB y ELISA, apoya la investigación sobre señalización por tirosina quinasas, adhesión celular y oncogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Src Rabbit pAb
Notas/Alias	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Src
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6714
ID del gen	6714
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 410-536 de la Src humana (NP_005408.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12931
Peso de la proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo