

Anticuerpo Policlonal Anti-Srd5A1 Para Wb, Elisa - P18405

Número de artículo: CM0015001

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SRD5A1 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en señalización androgénica, metabolismo de esteroides y diferenciación sexual.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SRD5A1 Conejo pAb
Observaciones/Alías	S5AR 1; SRD5A1
Especie	Humano
ID del Gen	6715
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de SRD5A1 humano (NP_001038.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P18405
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo