


Anticuerpo Monoclonal Anti-Srd5A2 Para Wb, Elisa - P31213

Número de artículo: CM0003682



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a SRD5A2, validado para WB y ELISA. Detecta SRD5A2 humano, de ratón y de rata, una enzima clave en el metabolismo de los andrógenos. Adecuado para la investigación en biología de la próstata. P31213.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SRD5A2 Rabbit mAb
Especie	Humano
GeneID	6716 (Humano)
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la SRD5A2 humana (P31213).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31213
Peso Proteico	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo