

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Srebf1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P36956

Número de artículo: CM0016375



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra SREBF1 humano (SREBP1), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para estudiar la biosíntesis de colesterol, la homeostasis de lípidos y la regulación metabólica. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SREBF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HMD, IFAP2, SREBP1, bHLHd1, SREBF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6720
GeneID	6720
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-310 de SREBF1 humano (NP_004167.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P36956
Peso Proteico	122kDa
Envío	Bolsa de hielo