


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Srebf2 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q12772

Número de artículo: CM0020421



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SREBF2 humano (SREBP-2), un factor de transcripción maestro de la biosíntesis del colesterol. Adecuado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón. Para estudios del metabolismo lipídico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SREBF2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SREBP2; bHLHd2; SREBP-2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	6721
ID del gen	6721
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 401-500 de SREBF2 humano (NP_004590.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q12772
Peso de la proteína	124 kDa
Envío	Bolsa de hielo