


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Srebp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q12772

Número de artículo: CM0015831



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SREBP2 dirigido a la proteína 2 de unión al elemento regulador de esteroides humana (Q12772). Adecuado para WB, IHC-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Herramienta esencial para el estudio de la biosíntesis del colesterol y las vías del metabolismo lipídico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SREBP2 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	SREBP2; bHLHd2; SREBP-2
Especie	Humana
GeneID (humano)	6721
GeneID	6721
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 155-310 de SREBF2 humana (NP_004590.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q12772
Peso de la proteína	124 kDa
Envío	Bolsa de hielo