

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Srf (Mcm1) Para Wb Y Elisa - P11831

Número de artículo: CM0021559



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SRF humano (factor de respuesta sérica), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para investigación en biología del desarrollo y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SRF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MCM1; SRF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6722
GeneID	6722
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de SRF humano (NP_003122.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P11831
Peso de la proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo