

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Srf Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11831

Número de artículo: CM0026216



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SRF humano, validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Adecuado para la investigación de regulación de la transcripción y desarrollo cardíaco.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SRF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MCM1; SRF
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6722
ID de Gen	6722
Inmunógeno	Péptido sintético; Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 321-420 del SRF humano (NP_003122.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11831
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo