

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Srfbp1 Para Wb, Elisa - Q8Nef9

Número de artículo: CM0027341

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SRFBP1 humano, validado para Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para el estudio de la transcripción génica cardíaca y el procesamiento de SLC2A4.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SRFBP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P49; Rlb1; BUD22; STRAP; p49/STRAP; SRFBP1
Especie	Humano
ID del gen	153443
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de SRFBP1 humano (NP_689759.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q8NEF9
Peso molecular de la proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo